

Handliche digitale Alleskönnerin

Eschenbach Optik bringt mit mobilux[®] DIGITAL Touch HD eine neue elektronische Leselupe für viele unterschiedliche Alltagssituationen auf den Markt



Nürnberg – Mit mobilux[®] DIGITAL Touch HD hat Eschenbach Optik eine digitale Lupe entwickelt, die Menschen mit verminderter Sehkraft in vielfältigen Alltagssituationen unterstützt. Aufgrund ihres handlichen Formats und ihres geringen Gewichts eignet sich die hochwertige elektronische Lupe, die ab September 2014 erhältlich sein wird, auch ideal für unterwegs.

Lebensqualität und Selbstständigkeit im Alter sind für viele Menschen ein wichtiges Thema. Dazu gehört auch, dass man trotz nachlassender Sehkraft Alltagssituationen meistern und auch seinen Hobbys weiterhin nachgehen kann. Ob beim Einkaufen zum Erkennen von Kleingedrucktem auf Verpackungen, zum Ausfüllen von Formularen oder zum entspannten Lesen der Tageszeitung oder Lieblingsillustrierten – die neue digitale Leselupe mobilux[®] DIGITAL Touch HD von Eschenbach Optik ist mit einer 4- bis 12-fachen Vergrößerung in vielen Situationen ein hilfreicher Begleiter. Während ihr komfortabler 4,3“-Touchscreen dabei jederzeit für eine intuitive Bedienung sorgt, garantiert die zentral unter dem reflexionsfreien, kontraststarken Display angeordnete HD-Kamera eine einfache Orientierung beim Lesen sowie höchste Abbildungsschärfe.

Praktisch für unterwegs und zu Hause

Dank ihres handlichen Formats und geringen Gewichts eignet sich die neue Lupe als perfektes Lesegerät für unterwegs. Zu Hause kann sie zudem einfach per USB-Verbindung an einen Computer angeschlossen werden und bietet so die Funktionalität eines Bildschirmlesegeräts.

Praktisch ist außerdem, dass man Abbildungen auf der eingesetzten SD-Karte in HD-Qualität speichern und via USB-Kabel auf den Computer übertragen kann.

mobilux® DIGITAL Touch HD verfügt über einen sicheren Stand auf dem Lesegut, um einen gleichmäßigen Abstand einzuhalten und auch längere Texte bequem und zitterfrei lesen zu können.

Ein gekipptes Aufsetzen ermöglicht zudem einen bequemen Schrägeinblick und das Schreiben unter dem Lesegerät, was zum Beispiel für das Ausfüllen von kleingedruckten Formularen hilfreich ist.

Fazit

mobilux® DIGITAL Touch HD ist eine komfortable digitale Leselupe mit einem praktischen Touchscreen und einer HD-Kamera, die in vielen Alltagssituationen sowohl zu Hause als auch unterwegs ein entspanntes, kontrastreiches Sehen ermöglicht.

Technische Features im Überblick

- Reflexionsfreier 4,3“-Touchscreen
- HD-Kamera für höchste Schärfe und besten Kontrast
- LCD-Helligkeit dimmbar bei hoher Blendempfindlichkeit
- 5 Darstellungsmodi: Echtfarbe, kontrastverstärkt schwarz/weiß, weiß/schwarz, schwarz/gelb sowie gelb/schwarz
- Hoher Tiefenschärfebereich für variable Nutzungsabstände
- Sicherer Stand für verschiedene Anwendungsbereiche: - aufgesetzt auf das Lesegut für zitterfreies Lesen längerer Texte - handgehalten für die Orientierung auf dem Lesegut und für Überschriften - verkippt aufgesetzt zum Schreiben unter der Lupe
- 4- bis 12-facher Vergrößerungsbereich (handgehalten bei 5 cm Abstand ca. 1,9- bis 4,5-fach)
- Zeilenunterstützung (Leselinie oder Lesezeile) für besseren Lesefluss
- Speicherfunktion für Abbildungen auf vorinstallierter SD-Karte
- Übertragungsmöglichkeit von Abbildungen auf den Computer über USB
- Bildschirmlesegerät-Funktionalität über den Computer
- Abschaltbare LED-Beleuchtung für Verwendung auf glänzenden Untergründen
- Automatisches Abschalten nach ca. 3 Minuten ohne Benutzung für geringen Energieverbrauch
- Gewicht: 230 g

- Batterielaufzeit: 2,5 bis 3 Stunden, Ladezeit ca. 2 Stunden
- Lithium-Ionen-Akku
- Netzspannung des Ladegeräts: 110V - 240V, 50 - 60Hz
- Netzadapter für EU, GB, US, AUS beiliegend
- Lieferung inkl. schützendem Hartschaumetui, Lanyard und Putztuch
- UVP: 748,- Euro

Eschenbach Optik

Eschenbach Optik mit Firmensitz in Nürnberg wurde 1913 gegründet, ist heute Weltmarktführer für optische Sehhilfen und zählt weltweit zu den führenden Herstellern von optischen Produkten. Die Produktpalette reicht von Brillenfassungen und Sonnenbrillen über Ferngläser bis hin zu Vergrößerungsgläsern, Lupen und Spezialsehhilfen. Insbesondere mit seinen „Vision Technology Products“ gilt Eschenbach Optik als Garant für Innovation und hochwertige Markenqualität „Made in Germany“. Das Unternehmen beschäftigt heute weltweit über 480 Mitarbeiter. Mit Tochtergesellschaften in zwölf Ländern und mehr als 30 Handelspartnern weltweit ist Eschenbach Optik global präsent.

Hochauflösendes Bildmaterial zur mobilux[®] DIGITAL Touch HD steht zum kostenlosen Download im Newsbereich unter www.z-pr.de bereit. Auf Anfrage schicken wir Ihnen die Bilder gern auch per E-Mail zu. Copyright: Eschenbach Optik

Pressekontakt

ZPR GmbH

Sandra von Zabiensky / Dagmar Ungnad

Kanalstraße 38

22085 Hamburg

Tel.: 040 / 29 81 35 -11 / 17

E-Mail: sandra.vonzabiensky@z-pr.de / dagmar.ungnad@z-pr.de

www.z-pr.de